


ZENT HandSense™





Dziękujemy za wybór ZENT!

W ZENT tworzymy inteligentne, oparte na badaniach urządzenia, które upraszczają codzienną pielęgnację – od zaawansowanej higieny jamy ustnej po technologie wspierające Twoje zdrowie, komfort i dobre samopoczucie każdego dnia.

Twój ZENT HandSense™ to nowoczesny masażer 6D, który symuluje profesjonalny masaż dłońmi i oferuje terapię ciepłem. Niezależnie czy rozluźniasz spięte ramiona, zmęczone nogi, czy robisz sobie przerwę w pracy – urządzenie zapewnia ukierunkowaną ulgę w domu, biurze czy w podróży. Więcej rozwiązań ZENT® znajdziesz na zentcare.com

MASAŻER 6D Z SYMULACJĄ MASAŻU DŁONMI I TERAPIĄ CIEPŁEM - INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZED ROZPOCZĘCIEM

- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed użyciem.
- To nie jest zabawka – stosować tylko pod nadzorem w obecności dzieci lub osób niepełnosprawnych.
- Używaj tylko na czystą, suchą skórę.
- Stosuj tylko w suchym środowisku – nie używaj w łazience ani na mokrej powierzchni.
- Nie przekraczaj zalecanego czasu sesji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie używaj przy uszkodzonym kablu, wtyczce lub porcie.
- Nie używaj pod kocami czy miękkimi materiałami – otwory wentylacyjne muszą być odsłonięte.
- Nie rozbieraj urządzenia i nie próbuj naprawiać samodzielnie – skutkuje to utratą gwarancji.
- Nie używaj dłużej niż 10 minut bez przerwy.
- Nie stosuj w przypadku chorób skóry, infekcji, ran lub problemów z krążeniem.
- Nie dla osób z rozrusznikiem serca lub implantami elektrycznymi bez zgody lekarza.
- Nie zalecane w ciąży, przy nowotworach, zakrzepicy, zapaleniach.
- Nie używaj podczas snu ani prowadzenia pojazdu.
- Nie używaj długo w jednym miejscu – istnieje ryzyko poparzeń.
- Trzymaj z dala od źródeł ciepła i słońca.
- Nie zanurzaj w wodzie ani nie dopuszczaj do dostania się wody do środka.
- Nie stosuj nadmiernego nacisku na masowane miejsca.

FUNKCJE

- **Masaż 6D** – wielowymiarowe głowice dla pełniejszego masażu
- **Ruch obrotowy w dwóch kierunkach** – ręczna lub automatyczna zmiana kierunku
- **Technika inspirowana masażem Shiatsu**
- **Terapia ciepłem** – 2 poziomy wspomagające krążenie i rozluźnienie
- **2 poziomy prędkości** – delikatny i intensywny
- **Ładowalny i przenośny** – bateria 2500 mAh, lekka konstrukcja
- **Tryb bez użycia rąk** – regulowany pasek umożliwia masaż podczas pracy

ZESTAW ZAWIERA

- 1 Masażer ZENT HandSense™
- 2 Kabel USB do ładowania
- 3 Wkładka wewnętrzna (zdejmowana)
- 4 Instrukcja obsługi

OBSŁUGA

- 1 **Przycisk prędkości:** Regulacja intensywności nacisku: Niska / Wysoka.
- 2 **Przycisk podgrzewania:** Podgrzewanie uruchamia się automatycznie po włączeniu (nie trzeba naciskać przy pierwszym użyciu). Jednokrotne naciśnięcie: niskie podgrzewanie. Kolejne naciśnięcie: Podgrzewanie wyłączone. Biała dioda wskazuje status.
- 3 **Przycisk trybu:** Naciśnij, aby przełączać: Tryb 1 / Tryb 2 / Tryb 3.
- 4 **Przycisk zasilania:** Przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Urządzenie uruchamia się w Trybie 1 z podgrzewaniem włączonym domyślnie.

Uwaga: Urządzenie wyłącza się automatycznie po 10 minutach.

ŁADOWANIE BATERII

1. Podłącz kabel USB do portu zasilania.
2. Czas ładowania: **ok. 3,5 godz.**
3. Podczas ładowania: dioda **miga na biało**.
4. Po pełnym naładowaniu: światło świeci na **biało ciągle**.
5. Pełne naładowanie = **ok. 70 min działania**.
6. Ładowanie zatrzymuje się podczas użytkowania i wznowia po wyłączeniu.

JAK UŻYWAĆ

ZENT HandSense™ może być używany na:

- **Ramiona i kark** – połóż za szyją, dopasuj paski
- **Lędźwia** – usiądź i oprzyj masażer o plecy
- **Uda** – połóż na udach
- **Łydki** – oprzyj nogi lub umieść masażer bezpośrednio

Szybki start:

1. Włącz urządzenie
2. Dostosuj ustawienia
3. Czas trwania: max. 10 min
4. Przerwa: 15–30 minut przed kolejnym użyciem

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Odtłącz urządzenie i poczekaj aż ostygnie
- Przetrzyj suchą, miękką ściereczką
- Nie używaj alkoholu, rozpuszczalników, ostrych środków
- Nie zanurzaj w wodzie
- Trzymaj z dala od ostrych przedmiotów
- Przechowuj w suchym miejscu

Zdejmowana wkładka:

- Można prać ręcznie w zimnej wodzie z łagodnym detergentem
- Suszyć na powietrzu przed ponownym włożeniem

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiązanie
Głowice działają wolno	Zbyt duży nacisk - zmniejsz docisk ciała do urządzenia
Urządzenie wyłącza się	Przegrzanie lub auto-wyłączenie – odczekaj 15–30 minut
Nie włącza się	Rozładowana bateria – naładuj i ostudź jeśli urządzenie jest gorące

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametr	Dane
Model	ZENT HandSense™
Zasilanie	7,4 VDC 2500 mAh (ładowanie USB)
Moc nominalna	10 W
Czas ładowania	3,5 godz.
Czas pracy	Do 70 minut
Timer	10 minut (auto-off)
Waga	ok. 900 g
Materiały	Tworzywo ABS + zdejmowana wkładka
Tryby	3 tryby + 2 poziomy intensywności
Temperatura	~42°C

GWARANCJA

Dziękujemy za wybór ZENT. Twoje zadowolenie to nasz priorytet.

Gwarancja:



2 lata od daty zakupu – obejmuje wady materiałowe i produkcyjne przy normalnym użytkowaniu.

Wskazówka: zachowaj opakowanie i instrukcję do ewentualnego zgłoszenia gwarancyjnego.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

Zużycia eksploatacyjnego (np. wkładki), uszkodzeń kosmetycznych, niewłaściwego użytkowania, przechowywania, modyfikacji, braku dowodu zakupu, zastosowań komercyjnych.

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta lub odwiedź zentcare.com

Zaprojektowano w Polsce.

Wyprodukowano w Chinach dla ZENT sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 1,
39-300 Mielec

E-mail: hello@zentcare.com

Strona: www.zentcare.com